

表5. Xpert HBV VL分析的LLOQ的測定

HBV 基因型	批號	數量	HBV 濃度 (log ₁₀ IU/mL)		偏差	總SD	總分析誤差 ^a	兩種測量方法 ^b
			預期	觀察				
A	1	24	1.00	1.02	0.02	0.20	0.42	0.57
	2	24	1.00	1.05	0.05	0.16	0.37	0.45
	3	24	1.00	0.94	-0.06	0.20	0.46	0.57
	4	23	1.00	1.02	0.02	0.14	0.30	0.40
B	1	16	1.00	1.18	0.18	0.11	0.39	0.30
	2	24	1.00	1.18	0.18	0.17	0.53	0.49
	3	8	1.00	1.17	0.17	0.19	0.54	0.53
	4	8	1.00	1.25	0.25	0.19	0.64	0.55
C	1	16	1.00	1.10	0.10	0.17	0.44	0.47
	2	24	1.00	1.11	0.11	0.22	0.55	0.61
	3	8	1.00	0.83	-0.17	0.24	0.65	0.68
	4	8	1.00	1.01	0.01	0.18	0.36	0.50
D	1	16	1.00	0.81	-0.19	0.28	0.74	0.78
	2	24	1.00	0.79	-0.21	0.27	0.75	0.76
	3	8	1.00	0.83	-0.14	0.14	0.42	0.39
	4	8	1.00	0.91	-0.09	0.11	0.31	0.32

- a.根據Westgard模型計算的TAE，其中[|TAE| + (2×SD)] ≤ 1 log₁₀ IU/mL確保測量值小於1 log₁₀ IU / mL的概率為95%值
b.兩種測量方法[2 × (SQRT(2) × SD)] ≤ 1 log₁₀ IU/mL表明，隨機測量誤差可以解釋小於1 log₁₀ IU / mL的差。

17.3精密度/再現性

使用方差分析 (ANOVA) 在K2EDTA血漿中評估本產品的精密度/再現性以估計總變異。該研究是一個多中心 (3個地點; 2個外部和1個內部) 盲測研究，評估本產品的變異主要成分為以8個HBV陽性組所組成的8組物質。通過將有特性的HBV質體或HBV陽性臨床檢體稀釋到EDTA血漿中製備成HBV陽性物質。兩個操作員，一個具有先前的PCR經驗，一個沒有，在三個研究地點，在六個測試日內每組每天測試兩次 (相當於每天重複八次)，每個小組成員總共144個重複測試。使用三個批號本產品，每個批號代表兩天的測試。精密度和可重複性根據CLSI EP05-A311和CLSI EP15-A3評估。通過使用ANOVA評估本產品的精密度和再現性，其中包括地點/儀器，批號，日，操作員/運行和批內。如表6中所示計算由log₁₀ HBV轉化濃度的每種組分引起的標準偏差和變異性百分比。

表6. Xpert HBV VL分析的精密度/再現性

HBV DNA 濃度 (Log ₁₀ IU/mL)			對整體變異SD貢獻 (CV%)										總合精密度	
Expected	Observed	N	地點/儀器		批號		天		操作員/運行		批內			CV (%) ^a
9.00	9.13 ⁺	144	<0.01	>0.01	0.04	23.4	<0.01	<0.01	0.02	4.9	0.07	71.7	0.08	19.7
8.00	8.17	144	<0.01	<0.01	0.04	26.7	<0.01	<0.01	0.02	5.4	0.06	67.9	0.07	16.9
7.00	7.15	144	0.01	2.2	0.03	12.2	0.01	3.9	<0.01	0.07	81.8	0.07	16.8	
6.00	6.18	144	<0.01	<0.01	0.04	32.1	0.01	4.3	<0.01	<0.01	0.05	63.6	0.06	14.7
4.70	4.87	144	0.02	4.5	0.03	15.3	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.07	80.2	0.07	17.1
3.00	3.19	144	<0.01	<0.01	0.03	28.8	<0.01	<0.01	0.02	11.5	0.04	59.7	0.06	13.2
2.00	2.17	144	<0.01	<0.01	0.02	8.6	<0.01	<0.01	0.01	1.0	0.08	90.5	0.08	19.0
1.00	1.13	144	<0.01	<0.01	<0.01	0.05	11.0	0.01	0.3	0.15	88.8	0.16	37.7	

- a (%) 是變異分量對總變異的貢獻
b "CV" 是對數正態CV，使用公式得到： $Lognormal\ CV(\%) = 100 \cdot \sqrt{10^{(ln(sd)^2/ln(x, dx))} - 1}$
c 觀察值高於本產品的定量範圍

17.4線性範圍

本產品的線性範圍由8個組分析，HBV濃度範圍為1.00-9.00 log₁₀ IU / mL。透過HBV陰性EDTA血漿和血清稀釋HBV基因型A臨床檢體或高濃度HBV質體DNA來配置。每組以各批號進行8次重複分析，除了最低稀釋度，使用兩個試劑批號進行16次重複分析。結果如圖9和圖10所示。




圖9. EDTA 血漿中Xpert HBV VL分析的線性




圖10. EDTA 血清中Xpert HBV VL分析的線性

為了確認線性，透過HBV陰性EDTA血漿中稀釋每種基因型的臨床檢體，製備代表HBV基因型B至H的稀釋組以盡可能覆蓋測量範圍。每組分析使用一個試劑批號進行與有HBV基因型A與相同次數的重複分析。基因型A-H線性根據CLSI指南EP06-A驗證，R² > 0.99。本產品在基因型A 在1.00 - 9.00 log₁₀ IU / mL的範圍內是線性的，且在基因型B至H的測試範圍內是線性的 (參見表7)。

表7. Xpert HBV VL分析基因型的線性

Genotype	Linear Regression Equation	R ²	Tested Titer Range (Log ₁₀ IU/mL)
A (Plasma)	y = 1.005x + 0.093	0.999	1.00 - 9.00
A (Serum)	y = 1.000x + 0.167	0.999	1.00 - 9.00
B	y = 0.998x - 0.027	0.995	1.00 - 6.83
C	y = 0.998x - 0.119	0.998	1.00 - 7.69
D	y = 0.993x + 0.101	0.998	1.00 - 7.41
E	y = 1.010x - 0.149	0.999	1.00 - 8.14
F	y = 0.994x - 0.068	0.999	1.00 - 7.96
G	y = 0.990x + 0.538	0.999	1.00 - 8.61
H	y = 0.991x + 0.122	0.999	1.00 - 6.35

17.5分析特异性 (排斥性)

本產品的分析特异性通過添加濃度為1×10⁶CFU / mL的潛在交叉反應有機物，或添加1×10⁷copies / mL或TCID50 / mL病毒於HBV陰性EDTA血漿和EDTA血漿含有約30 IU / mL的HBV參考物質 (4th WHO HBV國際標準，NIBSC代碼：10/266)。測試的生物體列於表8中。所測試的生物體均未顯示交叉反應或干擾本產品的定量。

表8. 分析特异性有機物

病毒	細菌	酵母菌	
BK Human polyoma virus	Human Immunodeficiency virus 1	<i>Staphylococcus epidermidis</i>	<i>Candida albicans</i>
Cytomegalovirus	Human Immunodeficiency virus 2	<i>Staphylococcus aureus</i>	
Epstein-Barr virus	Human papilloma virus 16		
Hepatitis A virus	Human papilloma virus 18		
Hepatitis C virus	Human T-cell lymphotropic virus type 1		
Herpes simplex virus 1	Human T-cell lymphotropic virus type 2		
Herpes simplex virus 2	Varicella Zoster virus		
Human herpes virus 6	Vaccina virus		
Human herpes virus 8			

17.7潛在的干擾物質

本產品透過對高濃度內源性物質，自體免疫疾病標誌物和HBV感染患者的給藥進行肝染感受性評估。於存在和不存在約30IU / mL HBV DNA (4th WHO HBV國際標準，NIBSC代碼：10/266) 參考物質的情況下評估抑製作用。表9中列出的高濃度內源性物質顯示不干扰本產品的定量，在每個含有潛在干擾物質的log₁₀陽性HBV 檢體落在陽性對照±0.10 log₁₀ IU / mL範圍內。沒有HBV靶標的所有檢體皆為陰性結果，證明對測定的特异性沒有影響。

表9. 內源性物質和濃度測試

物質	測試濃度
Albumin	9 g/dL
Bilirubin	20 mg/dL
Hemoglobin	500 mg/dL
Human DNA	0.4 mg/dL
Triglycerides	3000 mg/dL

表10的藥物組分顯示在存在和不存在HBV DNA時，以三次峰值濃度 (C max) 測試，皆不干扰本產品的定量或影響測定特异性。



表10. 藥物混合測試

混合	藥物
1	Zidovudine, Saquinavir, Clarithromycin, Interferon-alfa-2b, Ritonavir, Ombitasvir, Paritaprevir, Dasabuvir, Didanosine
2	Abacavir Sulfate, Fosamprenavir, Peginterferon-alfa-2a, Ribavirin, Entecavir, Adefovir Dipivoxil
3	Tenofovir disoproxil fumarate, Lamivudine, Indinavir sulfate, Ganciclovir, Valganciclovir HCl, Acyclovir, Paroxetine, Telbivudine
4	Stavudine, Efavirenz, Lopinavir, Enfuvirtide, Ciprofloxacin Fluoxetine
5	Nevirapine, Nelfinavir, Azithromycin, Valacyclovir, Sertraline, Tenofovir, Alafenamide

對來自每個自身免疫疾病標誌物系統性紅斑狼瘡 (SLE)，抗核抗體 (ANA) 或類風濕因子 (RF) 陽性的5個個體的K₂EDTA血漿檢體測試顯示沒有干扰本產品的性能。加入平均濃度log₁₀ HBV DNA的檢體落在陽性對照的±0.10log₁₀ IU / mL範圍內。沒有HBV靶標的所有檢體皆為陰性結果，證明對測定的特异性沒有影響。

17.8基質等效性 (K2EDTA血漿, PPT-EDTA和血清)

以K₂EDTA血漿，PPT-EDTA和血清採集管採檢，32個符合的HBV陽性臨床檢體和23例陰性臨床檢體。23個符合的HBV陰性臨床檢體摻入HBV陽性物質，來自代表HBV基因型B至G的臨床檢體和表現HBV基因型A靶序列的DNA質體，在整個線性範圍內具有濃度。在測試檢體中證明了基質等效性，如圖11和圖12所示。

圖11. PPT-EDTA 血漿與K₂EDTA 血漿的線性回歸圖圖12. 血清與K₂EDTA 血漿的線性回歸圖

18.8整個系統故障

本產品的整個系統失敗率通過重複測試100次的EDTA血漿來確定，所述EDTA血漿摻入第HBV DNA 第4th WHO國際標準品 (NIBSC代碼：10/266) 和基因型A檢體。加標樣品的目標濃度約為3xLLOQ (30IU / mL)。本研究結果表明，所有重複樣本均為HBV目標有效且陽性，導致整個系統失敗率為0.0%。

18.9殘餘量污染

測試濃度HBV陽性檢體 (> 1×10⁷ IU / mL)，然後立即在相同的GeneXpert儀器模組中測試HBV陰性檢體。該過程在兩個模組中重複二十 (20) 次。本產品的殘餘率為0%。

18.性能特徵 - 臨床表現

18.1正常捐血者的特异性

使用來自HBV陰性捐血者的99份血清和100份EDTA血漿檢體評估本產品的特异性。本產品的特异性為100.0% [95%CI : 98.1-100.0 (196/196)]。

18.2方法的相關性

使用來自自己感染HBV的個體的剩餘標準護理血清和EDTA血漿檢體，進行多點研究以評估本產品和HBV DNA定量比較方法的性能。在876名符合條件的受試者中，351名 (40.1%) 為女性，489名 (55.8%) 為男性。平均年齡為47.2±15.9歲，範圍為18至89歲。在這876個樣本中，560個在本產品和比較分析的定量範圍內。Deming回歸和簡單線性回歸分析的結果如圖13所示。




圖13. 使用血清和EDTA血漿樣本的Xpert HBV VL分析與比較方法的相關性

19.參考文獻

- World Health Organization (WHO). Guidelines for the Prevention, Care and Treatment of Persons with Chronic Hepatitis B Infection. March 2015. Accessed March 14, 2018 at: <http://www.who.int/hiv/pub/hepatitis/hepatitis-b-guidelines/en/>.
- European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines: Management of chronic hepatitis B virus infection. J. Hepat. 2012; 57:167-185. Available at: <http://dxdoi.org/10.1016/j.jhep.2012.02.010>.
- World Health Organisation. Global hepatitis report, 2017. WHO. April 2017.
- The 4th WHO International Standard for Hepatitis B Virus DNA for Nucleic Acid Amplification Techniques (NIBSC code: 10/266). National Institute for Biological Standards and Control; 2016.
- Centers for Disease Control and Prevention. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories (5th edition), accessed March 5, 2018 at <http://www.cdc.gov/biosafety/publications/>.
- Clinical and Laboratory Standards Institute. Protection of Laboratory Workers from Occupationally Acquired Infections, Approved Guideline. Document M29 (refer to latest edition).
- World Health Organization. Safe management of wastes from health-care activities. 2nd Edition. WHO, 2014. Accessed April 20, 2018 at http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/wastemanag/en/.
- REGULATION (EC) No 1272/2008 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 December 2008 on the classification labeling and packaging of substances and mixtures amending and repealing. List of Precautionary Statements, Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006.
- Occupational Safety and Health Standards, Hazard Communication, Toxic and Hazard Substances (March 26, 2012) (29 C.F.R., pt. 1910, subpt. Z).
- Clinical and Laboratory Standards Institute. Evaluation of Detection Capability for Clinical Laboratory Measurement Procedures; Approved Guideline – Second Edition. CLSI document EP17-A2. Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne, PA, 2012.
- Clinical and Laboratory Standards Institute. Evaluation of Precision of Quantitative Measurement Procedures; Approved Guideline – Third Edition. CLSI document EP05-A3. Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne, PA, 2014.
- Clinical and Laboratory Standards Institute. User Verification of Precision and Estimation of Bias; Approved Guideline – Third Edition. CLSI document EP15-A3. Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne, PA, 2014.
- Clinical and Laboratory Standards Institute. Evaluation of Linearity of Quantitative Measurement Procedures: A Statistical Approach. Approved Guideline. CLSI document EP06-A. Clinical and Laboratory Standards Institute, Wayne, PA, 2003.

20. Cepheid總公司位置

Corporate Headquarters	European Headquarters
Cepheid 904 Caribbean Drive Sunnyvale, CA 94089 USA	Cepheid Europe SAS Vira Soleih 81470 Maurens-Scopont France
Telephone: +1 408.541.4191	Telephone: +33 563 825 300
Fax: +1 408.541.4192	Fax: +33 563 825 301
www.cephheid.com	www.cephheidinternational.com

21.技術支援

在聯繫Cepheid技術支持之前，請收集以下信息：

- 產品名稱
- 批號
- 儀器的序列號
- 錯誤消息 (如果有任何訊息)
- 軟件版本和電腦服務標識號 (如果適用)

區域	電話	Email
US	+ 1 888 838 3222	techsupport@cephheid.com
Australia and New Zealand	+ 1800 130 821 + 0800 001 028	techsupportANZ@cephheid.com
Brazil and Latin America	+ 55 11 3524 8373	latamsupport@cephheid.com
China	+ 86 021 5406 5387	techsupportchina@cephheid.com
France	+ 33 563 825 319	support@cephheidurope.com
Germany	+ 49 69 710 480 480	support@cephheidurope.com
India, Bangladesh, Bhutan, Nepal, and Sri Lanka	+ 91 11 48353010	techsupportindia@cephheid.com
Italy	+ 39 800 902 567	support@cephheidurope.com
South Africa	+ 27 861 22 76 35	support@cephheidurope.com
United Kingdom	+ 44 3303 332 533	support@cephheidurope.com
Other European, Middle East, and African countries	+ 33 563 825 319 + 971 4 253 3218	support@cephheidurope.com
Other countries not listed	+ 1 408 400 8495	techsupport@cephheid.com

22.標誌表

標誌	意義
	型號
	體外診斷醫療器材
	僅供單次使用
	批號
	注意
	製造廠

標誌	意義
	足夠的檢測試劑
	品管液
	保存期限
	溫度限制
	生物性風險因子
	警告

製造廠名稱: Cepheid AB
製造廠地址: Röntgenvägen 5, SE-171 54, Solna, Sweden
醫療器材商名稱: 佑康股份有限公司
醫療器材商地址: 台北市信義區忠孝東路五段550號14樓